



# Conquest™

Cateter Balão de Dilatação

Para o gerenciamento do acesso vascular



## Não complacente

A adoção de material de fibras reforçadas dispostas nas direções circunferencial e longitudinal permitiu reduzir o valor de complacência, possibilitando alta eficiência na expansibilidade, desde a região de baixa pressão até a de ultra alta pressão.

## RBP 30atm

Com o reforço de fibras da camada intermediária, obtivemos sucesso em elevar a \*RBP em até 30atm quando comparado com material único ou material composto tradicional. A RBP de 30atm permite atender também na expansão de lesão estenótica rígida em VAIVT (Vascular Access Intervention Therapy).

## Faixa de trabalho de 8~30atm

Por ser ampla a faixa de trabalho, de 8 a 30atm, permite atender amplos casos, desde os que permitem expandir com baixa pressão até os casos que requerem pressões mais elevadas.

## Especificações do produto

Comprimento da Haste			Tamanho do Balão		RBP* (atm)	Pressão Nominal** (atm)	Tamanho da Haste (Fr)
50 cm	75 cm	120 cm	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)			
<input type="checkbox"/> CQ5052	<input type="checkbox"/> CQ7552		5	2	30	8	6
<input type="checkbox"/> CQ5054	<input type="checkbox"/> CQ7554	<input type="checkbox"/> CQ12054	5	4	30	8	6
<input type="checkbox"/> CQ5058	<input type="checkbox"/> CQ7558		5	8	27	8	6
<input type="checkbox"/> CQ5062	<input type="checkbox"/> CQ7562	<input type="checkbox"/> CQ12062	6	2	30	8	6
<input type="checkbox"/> CQ5064	<input type="checkbox"/> CQ7564	<input type="checkbox"/> CQ12064	6	4	30	8	6
<input type="checkbox"/> CQ5068	<input type="checkbox"/> CQ7568		6	8	27	8	6
<input type="checkbox"/> CQ5072	<input type="checkbox"/> CQ7572	<input type="checkbox"/> CQ12072	7	2	30	8	6
<input type="checkbox"/> CQ5074	<input type="checkbox"/> CQ7574	<input type="checkbox"/> CQ12074	7	4	30	8	6
<input type="checkbox"/> CQ5076	<input type="checkbox"/> CQ7576		7	6	27	8	6
<input type="checkbox"/> CQ5078	<input type="checkbox"/> CQ7578		7	8	27	8	6
<input type="checkbox"/> CQ5082	<input type="checkbox"/> CQ7582	<input type="checkbox"/> CQ12082	8	2	27	8	6
<input type="checkbox"/> CQ5083	<input type="checkbox"/> CQ7583		8	3	27	8	9
<input type="checkbox"/> CQ5084	<input type="checkbox"/> CQ7584	<input type="checkbox"/> CQ12084	8	4	27	8	6
<input type="checkbox"/> CQ5086	<input type="checkbox"/> CQ7586		8	6	25	8	6
<input type="checkbox"/> CQ5088	<input type="checkbox"/> CQ7588		8	8	25	8	6
<input type="checkbox"/> CQ5092	<input type="checkbox"/> CQ7592		9	2	26	8	7
<input type="checkbox"/> CQ5094	<input type="checkbox"/> CQ7594	<input type="checkbox"/> CQ12094	9	4	26	8	7
	<input type="checkbox"/> CQ75102		10	2	24	8	7
	<input type="checkbox"/> CQ75104	<input type="checkbox"/> CQ120104	10	4	24	8	7
	<input type="checkbox"/> CQ75122		12	2	20	8	8
	<input type="checkbox"/> CQ75124		12	4	20	8	8

Compatível com Fio-guia .035

\* RBP (Pressão de Ruptura Nominal): pressão na qual ou abaixo da qual a BD tem 95% de certeza que 99,9% dos balões não irão romper após uma única insuflação

\*\* Pressão Nominal: pressão na qual o balão atinge o diâmetro indicado no rótulo

Favor entrar em contato com o seu Representante de Vendas da BD para saber a disponibilidade de tamanhos.

### Indicação para Uso:

O cateter de dilatação com balão para ATP Conquest é recomendado para utilização na angioplastia transluminal percutânea das artérias femoral, ilíaca e renal e para o tratamento de lesões obstrutivas de fístulas de diálise arteriovenosas nativas ou sintéticas. Este dispositivo também é recomendado para pós-dilatação de próteses de stents na vasculatura periférica. Este cateter não deve ser utilizado em artérias coronárias. ANVISA/MS n°: 80689090120

Consulte os rótulos dos produtos e as instruções de uso para indicações, contra-indicações, perigos, advertências e precauções.

[www.bd.com/pt-br](http://www.bd.com/pt-br)

©2024 BD. BD, BD Logo e todas as outras marcas registradas são propriedade da Becton, Dickinson and Company. Conforme requerido, o(s) produto(s) BD citado(s) encontram-se devidamente regularizado(s) junto à ANVISA (80689090148). Para mais informações, contacte a BD em SAC: 0800 055 5654 ou [cs\\_brasil@bd.com](mailto:cs_brasil@bd.com). Consulte os rótulos e instruções de uso do produto para qualquer indicação, contraindicação, riscos, advertências e cuidados. BD-113030

