

Covera™ Plus Stent Vascular Revestido

Indicado para o tratamento de lesões ateroscleróticas em artérias ilíacas comum e externa

- **Flexível.** Desenvolvido para anatomias tortuosas.
- **Seguro.** Impregnado com carbono bioativo.
- **Acuracidade na colocação.** Sistema de entrega triaxial.




Seguro

Flexível


Stent de nitinol
encapsulado com dupla
camada de ePTFE



Impregnado com
carbono bioativo
patenteado para
reduzir adesão inicial
de plaquetas.



- Desenvolvido para anatomias tortuosas
- Adapta a anatomia do vaso



Acuracidade na colocação

- Marcadores de tântalo radiopacos nas extremidades
- Sistema de entrega triaxial

Marcadores de tântalo

Sistema com duas velocidades

Fácil manuseio

COVERA™ PLUS
Stent Vascular Revestido

Códigos dos Produtos

Diâmetro do Stent	Tamanho do Stent	Bainha Compatível	Descrição	Código do Produto
6 mm	30 mm	8F	Covera P 8F 6/30/1200mm S OUS	AASLE06030
	40 mm	8F	Covera P 8F 6/40/1200mm S OUS	AASLE06040
	60 mm	8F	Covera P 8F 6/60/1200mm S OUS	AASLE06060
	80 mm	8F	Covera P 8F 6/80/1200mm S OUS	AASLE06080
	100 mm	8F	Covera P 8F 6/100/1200mm S OUS	AASLE06100
7 mm	30 mm	8F	Covera P 8F 7/30/1200mm S OUS	AASLE07030
	40 mm	8F	Covera P 8F 7/40/1200mm S OUS	AASLE07040
	60 mm	8F	Covera P 8F 7/60/1200mm S OUS	AASLE07060
	80 mm	8F	Covera P 8F 7/80/1200mm S OUS	AASLE07080
	100 mm	8F	Covera P 8F 7/100/1200mm S OUS	AASLE07100
8 mm	30 mm	8F	Covera P 8F 8/30/1200mm S OUS	AASLE08030
	40 mm	8F	Covera P 8F 8/40/1200mm S OUS	AASLE08040
	60 mm	8F	Covera P 8F 8/60/1200mm S OUS	AASLE08060
	80 mm	8F	Covera P 8F 8/80/1200mm S OUS	AASLE08080
	100 mm	9F	Covera P 9F 8/100/1200mm S OUS	AASLE08100
9 mm	30 mm	8F	Covera P 8F 9/30/1200mm S OUS	AASLE09030
	40 mm	8F	Covera P 8F 9/40/1200mm S OUS	AASLE09040
	60 mm	8F	Covera P 8F 9/60/1200mm S OUS	AASLE09060
	80 mm	8F	Covera P 8F 9/80/1200mm S OUS	AASLE09080
	100 mm	9F	Covera P 9F 9/100/1200mm S OUS	AASLE09100
10 mm	30 mm	8F	Covera P 8F 10/30/1200mm S OUS	AASLE10030
	40 mm	8F	Covera P 8F 10/40/1200mm S OUS	AASLE10040
	60 mm	8F	Covera P 8F 10/60/1200mm S OUS	AASLE10060
	80 mm	9F	Covera P 9F 10/80/1200mm S OUS	AASLE10080
	100 mm	9F	Covera P 9F 10/100/1200mm S OUS	AASLE10100

Comprimento do cateter: **120 cm**

Compatível com fio guia: **0,035 polegadas**

Fabricado por:

Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG
Wachhausstrasse 6
76227 Karlsruhe
Alemanha

Consulte os rótulos e bulas do produto para qualquer indicação, contraindicação, riscos, advertências, cuidados e instruções de uso.

bd.com/br

Covera Plus Stent Vascular Revestido - Registro ANVISA: 80689090173
©2024 BD, BD, BD Logo e todas as outras marcas registradas são propriedade da Becton, Dickinson and Company, BD-118788

