



ECLS



EUROSETS
EVERY LIFE MATTERS

 **ECMOLIFE**



AMIGÁVEL

Tecnologia de última
geração para excelente
biocompatibilidade



SEGURO

Desenvolvido para segurança
otimizada do paciente







VERSÁTIL

Portátil e flexível para
tratar de uma variedade
de práticas diferentes

 **CARDIOVENT**
REPRESENTANTE E DISTRIBUIDOR OFICIAL

CARDIOVENT.COM.BR
RJ (21) 3936-0898
SP (11) 3392-4739




Características Técnicas

Limitações
 Faixa de fluxo sanguíneo: 0-10 l/min
 Velocidade da bomba centrífuga: 0-5000 rpm
 Volume da via sanguínea: 39 ml
 Pressão máx. da via sanguínea: 800 mmHg (107 kPa)
 Peso do paciente: >20 kg



TECNOLOGIA DE LEVITAÇÃO MAGNÉTICA



CÓDIGO

DESCRIÇÃO

14AG70232	ECMOLIFE ECMO conjunto de linha Inclui: Oxi, bomba, circuito, transdutores de pressão Metallux 3 para 1
14AG70232/SM	ECMOLIFE ECMO conjunto de linha Inclui: Oxi, bomba, circuito, transdutores de pressão Smith Medical
14AG70231/SM	ECMOLIFE VAS conjunto de linha Inclui bomba, circuito, transdutores de pressão Smith Medical
AG70232/PP	ECMOLIFE 6 Horas conjunto de linha Inclui PP Oxi, bomba, circuito, transdutores de pressão Smith Medical
EU5083	ECMO ADULT console estéril (ECMO Oxi independente)
AG5078	ECMOLIFE bomba centrífuga (sem porta luer)
AG5079	ECMOLIFE bomba centrífuga C/P _{drain} (com porta luer)
EU1589	Transdutor de pressão de uso único Smith Medical (CE0473 - Smith Medical código: MX960XP1)

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

EU5086

SISTEMA ECMOLIFE



REGISTRO ANVISA

80117581068 – 80117589037
 80117589044 – 80117589045
 80117589046