

Dura-line

Detector Digital

Go digital.
Go further.



POWERED BY
MUSICA


A linha de detectores digitais Dura-Line chega com muitas inovações e vantagens para o seu ambiente de trabalho. Conheça os diferenciais e eleve ao máximo a sua performance em radiografia.

IP67 Maior proteção contra entrada de líquidos

1m Resistência a quedas e batidas

0-40°C Opera em grande amplitude térmica

15h Bateria com maior autonomia

 Maior segurança dos dados do paciente

CSI Cintilador de Césio, garantindo melhor qualidade de imagem



AGFA 

Dura-line


Detector Digital

BEM-VINDO AO MUNDO DA RADIOGRAFIA DIGITAL

A linha Dura-Line oferece muito mais confiança, qualidade de imagem e melhora no fluxo de trabalho.

Go digital. Go further.

Maximize o seu investimento



Você pode atualizar facilmente o seu equipamento de Raios-X analógico utilizando o Detector Digital Dura-line, que é sinônimo de resistência, confiança e durabilidade.

O Detector Digital pode ser compartilhado com vários aparelhos de radiografia, de salas a equipamentos móveis analógicos.

Obtenha mais qualidade de imagem

- ▶ A tecnologia MUSICA oferece o melhor processamento de imagem, incluindo ferramentas de Inteligência Artificial.
- ▶ Imagens mais nítidas e detalhadas, obtidas através da amplificação do contraste.
- ▶ Os painéis da linha Dura-Line são compostos por Iodeto de Césio (CSi), garantindo melhor qualidade de imagem e redução de dose.

Otimize seu fluxo de trabalho

- ▶ Os detectores Dura-Line permitem o diagnóstico de mais pacientes em menos tempo.
- ▶ A tecnologia MUSICA oferece uma interface intuitiva e confiável, com parâmetros automatizados que melhoram o fluxo de trabalho.
- ▶ 3 antenas Wi-Fi integradas que possibilitam uma comunicação rápida e confiável.

Linhas XD e XD+



XD: 50% DQE



XD+: 75% DQE